



## Morphologie

### Spermac Stain™

Morphologiebeurteilung von Akrosom, Nukleus, Äquatorialregion, Mittelstück, Schwanz, 200 Tests

Art-Nr.

**3070**

### Testsimplets\*\*

gebrauchsfertige, mit standardisierten Farbstoffen beschichtete Objektträger für die Spermatozoenfärbung (Neu-Methylen-Blau-N und Cresyl-Violett-Acetat)

**DG-191574**

## Immunologie

### SpermMar™ IgG\*

Schneller und einfacher mikroskopischer Test zur Bestimmung von Anti-Spermien-Antikörpern der IgG-Klasse, 50 - 70 Tests

**3001**

### SpermMar™ IgG complete

IgG-Test inklusive Zubehör (Objektträger, Deckgläser, Pipetten)

**3002**

### SpermMar™ IgA\*

Schneller und einfacher mikroskopischer Test zur Bestimmung von Anti-Spermien-Antikörpern der IgA-Klasse, 50 - 70 Tests

**3003**

### SpermMar™ IgA complete

IgA-Test inklusive Zubehör (Objektträger, Deckgläser, Pipetten)

**3004**

## Vitalität

### VitalScreen™\*

Zur Lebend-Tot-Differenzierung von Spermien (Eosin/Nigrosin), 200 Tests

**3075**

### HOS-Test\*

Hypo-osmotischer Schwelltest, gibt Hinweise zur Beschaffenheit der Zellmembran der Spermischwänze, 100 Tests

**3085**

## Test auf weiße Blutzellen

### LeucoScreen Plus™ \*

verbessertes histochemisches Färbe-Set zur Bestimmung von Peroxidase-positiven weißen Blutkörperchen im Ejakulat, 40 Tagesansätze, Substrat nicht mehr krebserregend

**3091**

## Test der Drüsenfunktion

### EpiScreen Plus™\*

Bestimmung von  $\alpha$ -Glukosidase im Seminalplasma, 25 Tests

**3011**

### Fruktose Test™\*

Bestimmung von Fruktose im Seminalplasma, 96 Tests

**3053**

\*WHO-konform

\*\* von Diagonal